

1. Tulipa, botão floral s.t., mostra diagrama floral;
2. Tulipa, grãos de pólen u.i.;
3. Tulipa, ovário s.t. mostra arranjo de óvulos;
4. Tulipa, bulbo jovem s.t.;
5. Tulipa, bulbo jovem s.l.;
6. Tulipa, caule s.t. mostra feixes esparsos;
7. Tulipa, raiz s.t. mostra cilindro vascular central;
8. Tulipa, folha s.t.;

8 lâminas preparadas para microscópio MG6050

As lâminas preparadas para microscópio de alta qualidade da LIEDER são fabricadas em laboratórios próprios na Alemanha sob rigoroso controle de qualidade e científico, nos tamanhos 26 x 76 mm (1 x 3 polegadas), com os melhores vidros e bordas perfeitas. São utilizados somente materiais histológicos de alta qualidade, a aplicação de técnicas de coloração e colagem especiais garantem uma representação clara, multicolorida de todas as estruturas dos tecidos. Todas as lâminas preparadas da LIEDER são fornecidas com etiquetas em português.

Abreviaturas:

s.t. = secção transversal;

s.l. = secção longitudinal;

u.i. = unidade integral;