

1. Hidra, espécime estendida corada para o estudo do corpo, mostra todos os detalhes e u.i.;
2. Hidra, com um ou mais bulbos u.i.;
3. Hidra, s.t. através do corpo em diferentes níveis mostrando ectoderma com nematocistos, lamela e endoderme;
4. Hidra, s.l. através do corpo com tentáculos;
5. Hidra, com testículos s.t.;
6. Hidra, com ovários, s.t.;
7. Hidra, células isoladas, u.i. mostrando diferentes tipos de células, nematocistos;
8. Hidra, com alimento na cavidade digestiva, s.t.;

8 lâminas preparadas para microscópio MG5350

As lâminas preparadas para microscópio de alta qualidade da LIEDER são fabricadas em laboratórios próprios na Alemanha sob rigoroso controle de qualidade e científico, nos tamanhos 26 x 76 mm (1 x 3 polegadas), com os melhores vidros e bordas perfeitas. São utilizados somente materiais histológicos de alta qualidade, a aplicação de técnicas de coloração e colagem especiais garantem uma representação clara, multicolorida de todas as estruturas dos tecidos. Todas as lâminas preparadas da LIEDER são fornecidas com etiquetas em português.

Abreviaturas:

s.t. = secção transversal;

s.l. = secção longitudinal;

u.i. = unidade integral;